


세포 내 유세포 분석용 Pe 토끼 항-인간 Cpt1A 단일클론 항체 - P50416

품목 번호: CM0008721



소개

세포 내 유세포 분석에 대해 검증된 인간 CPT1A(CPT1-L)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 재조합 면역원(아미노산 520~720번)을 사용하며 인간 CPT1A를 검출합니다. 지방산 대사 및 미토콘드리아 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CPT1A 단일클론 항체
비고/별칭	CPT1; CPT1-L; L-CPT1
종	인간
GeneID(인간)	1374
면역원	인간 CPT1A(NP_001867.2)의 아미노산 520~720번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	유세포 분석(세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	P50416
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스팩