

유세포분석용 Pe 토끼 항인간 데스모글레인 3 (Dsg3) 단클론 항체 - P32926

품목 번호: CM0005547



소개

유세포분석용 인간 데스모글레인 3 (DSG3/PVA/CDHF6)을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 인간 교차반응성이 검증된 이 항체는 세포 접착 및 데스모좀 연구에 도움을 줍니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	PE 토끼 항인간 Desmoglein 3/PVA mAb
비고/별칭	PVA; ABOLM; CDHF6
반응 종	인간
유전자ID (인간)	1830
면역원	재조합 단백질 (인간 Desmoglein 3/PVA, NP_001935.2의 아미노산 50-615에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P32926
단백질 분자량	108kDa
배송	아이스백