

유세포 분석용 Pe Rabbit Anti-Human Egfr Mab - P00533

품목 번호: CM0011309



소개

인간 EGFR(ERBB1)을 표적하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 세포 표면 및 세포 내 신호 전달 연구에서 EGFR 발현을 분석하기 위한 유세포 분석법(FC)에 대해 검증되었습니다. 암 및 수용체 티로신 키나제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Human EGFR mAb
비고/별칭	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
종	인간
유전자 ID (인간)	1956
유전자 ID	1956
면역원	재조합 단백질 인간 EGFR(NP_005219.2)의 아미노산 335-525 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P00533
단백질 분자량	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
배송	아이스백