


## Pe Rabbit Anti-Human Enpp3/Cd203C Mab - O14638

품목 번호: CM0011885



### 소개

PE 결합 토끼 단일클론 항체로, 인간 ENPP3/CD203c (O14638)를 표적하며 유세포 분석용입니다. 알레르기 염증 연구에서 호염기구 및 비만세포의 면역표현형 분석에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수            | 값                                     |
|-----------------|---------------------------------------|
| 제품명             | PE Rabbit anti-Human ENPP3/CD203c mAb |
| 비고/별칭           | B10; NPP3; PDNP3; CD203c; PD-IBETA    |
| 종(Species)      | Human                                 |
| GeneID (인간)     | 5169                                  |
| GeneID          | 5169                                  |
| 면역원(Immunogen)  | 재조합 단백질                               |
| 공급원(Source)     | Rabbit                                |
| 카테고리            | 단일클론 항체                               |
| 응용(Application) | FC                                    |
| 교차 반응성          | Human                                 |
| SWISS           | O14638                                |
| 단백질 분자량         | 100kDa                                |
| 배송(Shipping)    | 아이스 백(Ice bag)                        |