

유세포측정용 PE 토끼 항인간 Fgfr3 단클론 항체 - P22607

품목 번호: CM0009839



소개

인간 FGFR3 (CD333)을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포측정에 사용됩니다. 인간 FC에서 검증되었으며, 재조합 면역원 아미노산 23-375에 해당합니다. 암 및 골격 발달에서 FGFR3 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	PE 토끼 항인간 FGFR3 mAb
비고/별칭	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX
종	인간
GeneID (인간)	2261
GeneID	2261
면역원	인간 FGFR3 (NP_000133.1)의 아미노산 23-375에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P22607
단백질 분자량	88kDa
배송 방식	아이스 팩