


유세포 분석용 Pe 토끼 항인간 Flt3/Cd135 단클론 항체 - P36888

품목 번호: CM0009707



소개

인간 Flt3/CD135 (FLK2, STK1)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석에 검증되었으며 조혈 줄기/조혈모세포 분석 및 백혈병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 Flt3/CD135 mAb
비고/별칭	FLK2; STK1; CD135; FLK-2
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	2322
유전자 ID	2322
면역원	인간 Flt3/CD135 (NP_004110.2)의 아미노산 27-163번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P36888
단백질 분자량	108kDa/113kDa
운송 조건	아이스 팩