


## Pe Rabbit Anti-Human Gprc5D 단일클론항체 - 유세포 분석용 - Q9Nzd1

품목 번호: CM0011152



### 소개

인간 GPRC5D에 대한 PE 접합 토끼 단일클론항체, 유세포 분석용. GPRC5D는 경각질 발현 및 모발/손톱 발달에 관여하는 G 단백질 연결 수용체입니다. 인간 샘플에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수    | 값                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 제품명     | PE Rabbit anti-Human GPRC5D mAb                        |
| 비고/별칭   | GPRC5D                                                 |
| 종       | 인간                                                     |
| 유전자 ID  | 55507                                                  |
| 면역원     | 인간 GPRC5D (NP_061124.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드 |
| 원천      | 토끼                                                     |
| 범주      | 단일클론항체                                                 |
| 응용      | 유세포 분석(FC)                                             |
| 교차 반응성  | 인간                                                     |
| SWISS   | Q9NZD1                                                 |
| 단백질 분자량 | 34kDa/36kDa/38kDa                                      |
| 배송      | 아이스백                                                   |