

Pe Rabbit Anti-Human Hif-1 Alpha 단클론항체 For Fc (Intra) - Q16665

품목 번호: CM0004182



소개

세포 내 유세포 분석용 PE Rabbit anti-Human HIF-1 alpha 단클론항체. 저산소증 반응, 암, 대사 적응 연구에 적합. 인간과 반응. - Q16665

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Human HIF-1 alpha mAb
비고/별칭	HIF1, MOP1, PASD8, HIF-1A, bHLHe78, HIF-1alpha, HIF1-ALPHA, HIF-1-alpha
종	인간
GeneID (Human)	3091
GeneID	3091
면역원	HIF1 alpha 아미노산 401-500에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_001521.1)
원천	토끼
범주	단클론항체
응용	FC (intra)
교차 반응성	인간
SWISS	Q16665
단백질 분자량	93kDa
배송 조건	아이스백