


Fc용 Pe 토끼 항-인간 Icam-1/Cd54 단일클론 항체 - P05362

품목 번호: CM0010614



소개

인간 ICAM-1/CD54(SWISS: P05362)에 대한 고성능 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석(FC) 응용 분야에 대해 검증되었으며 면역학 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 ICAM-1/CD54 mAb
비고/별칭	BB2; CD54; P3.58
종	인간
GeneID(인간)	3383
GeneID	3383
면역원	인간 ICAM-1/CD54(NP_000192.2)의 아미노산 28-480에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
동물 유래	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P05362
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스팩