


Fc(세포 내)용 Pe 토끼 항-인간 Ifn-감마 단일클론 항체 - P01579

품목 번호: CM0012546



소개

세포 내 유세포 분석을 위해 인간 인터페론 감마(IFN-감마)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 활성화된 T 세포의 사이토카인 발현을 검출하여 면역 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PE 토끼 항-인간 IFN-감마 mAb
비고/별칭	IFG; IFI; IMD69
종	인간
유전자 ID	3458 (인간)
면역원	인간 IFN-감마(NP_000610.2)의 아미노산 24-166에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC(세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	P01579
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백