

유세포 측정용 Pe 토끼 항인간 IgA1 단클론 항체 - P01876

품목 번호: CM0011612



소개

유세포 측정용으로 인간 IgA1 불변 영역을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 재조합 면역원(아미노산 99-353)이 IgA1 아류형에 대한 특이성을 보장하며, 인간 샘플 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 IgA1 mAb
비고/별칭	IgA1
종	인간
유전자ID (인간)	3493
면역원	재조합 단백질 인간 IgA1의 아미노산 99-353에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	인간
SWISS	P01876
단백질 분자량	38kDa/42KDa
배송 방식	아이스 팩