


유세포분석용 PE 토끼 항인간 IgG (Fc) 단클론 항체 - P01857

품목 번호: CM0012685



소개

인간 IgG Fc 영역(IGHG1)을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포분석에 사용됩니다. 인간 IGHG1 불변영역을 인식합니다. 재조합 Fc 단편을 면역원으로 사용했습니다. 인간 샘플에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 IgG (Fc) mAb
비고/별칭	IGHG1
종	인간
GeneID (인간)	3500
GeneID	3500
면역원	인간 IgG (Fc) (P01857)의 아미노산 100-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P01857
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백