


## 유세포 분석용 Pe 인간 IgG (Fc) 토끼 단일클론 항체 - P01857

품목 번호: CM0011248



### 소개

인간 IgG 중쇄 불변 감마 1(IGHG1)의 Fc 영역을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 IgG1과 반응하며 유세포 분석(FC) 응용에 적합합니다. SWISS: P01857.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                          |
|-------------|--------------------------------------------|
| 제품명         | PE 인간 IgG (Fc) 토끼 단일클론 항체                  |
| 비고/별칭       | IGHG1                                      |
| 종           | 인간                                         |
| GeneID (인간) | 3500                                       |
| GeneID      | 3500                                       |
| 면역원         | 재조합 단백질(또는 단편). 이 정보는 상업적으로 민감한 정보로 간주됩니다. |
| 기원          | 토끼                                         |
| 분류          | 단일클론 항체                                    |
| 응용 분야       | FC                                         |
| 교차 반응성      | 인간                                         |
| SWISS       | P01857                                     |
| 단백질 중량      | 36 kDa                                     |
| 배송          | 아이스팩                                       |