

유세포 측정용 Pe 토끼 항인간 IL-10Ra/Cd210 단클론 항체 - Q13651

품목 번호: CM0012155



소개

인간 IL-10RA/CD210(IL-10 수용체 알파)에 대한 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 측정에 대해 검증되었습니다. 조혈 세포에서 IL-10 매개 항염증 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	PE 토끼 항인간 IL-10RA/CD210 mAb
비고/별칭	CD210; IL10R; CD210a; CDW210A; HIL-10R; IL-10R1
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	3587
유전자 ID	3587
면역원	인간 IL-10RA/CD210(NP_001549.2)의 아미노산 22-235에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	유세포 측정(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	Q13651
단백질 분자량	63 kDa
배송 방식	아이스 팩