

Pe Rabbit Anti-Human IL-17Ra/Cd217 Mab For Fc - Q96F46

품목 번호: CM0009832



소개

인간 IL-17RA/CD217을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 선천성 및 적응성 면역, 염증, 숙주-병원체 상호작용에서 IL-17 신호 전달을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Human IL-17RA/CD217 mAb
비고/별칭	CD217; IL17R; IMD51; CANDF5; CDw217; IL-17RA; hIL-17R
종	인간(Human)
GeneID (인간)	23765
면역원	인간 IL-17RA/CD217 (NP_055154.3)의 아미노산 33-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q96F46
단백질 분자량	96kDa
배송	아이스 백(Ice bag)