


유세포 분석(세포 내)용 PE 토끼 항-인간 IL-2 단일클론 항체 - P60568

품목 번호: CM0008959



소개

인간 인터루킨-2(IL-2)에 대한 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 세포 내 유세포 분석용으로 검증되었습니다. T세포 성장과 면역 관용을 조절하는 주요 사이토카인인 인간 IL-2를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	PE 토끼 항-인간 IL-2 mAb
비고/별칭	IL-2; TCGF; 림포카인
종	인간
GeneID(인간)	3558
GeneID	3558
면역원	인간 IL-2(NP_000577.2)의 아미노산 21-153에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC(세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	P60568
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스팩