


Pe 토끼 항-인간 IL-4 Mab - P05112

품목 번호: CM0007896



소개

인간 인터루킨-4(IL-4)를 표적하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 세포내 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. IgE 조절 및 Th2 반응 연구를 포함한 면역 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Human IL-4 mAb
비고/별칭	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
종	Human
유전자 ID (인간)	3565
유전자 ID	3565
면역원	재조합 단백질 인간 IL-4 (NP_000580.1)의 아미노산 25-153에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
응용	FC (intra)
교차 반응성	Human
SWISS	P05112
단백질 분자량	17 kDa
배송	아이스 팩