


Pe 토끼 항-인간 IL-5 단일클론 항체 (유세포분석용) - P05113

품목 번호: CM0005683



소개

세포 내 유세포분석(FC)용으로 설계된 PE 접합 토끼 항-인간 IL-5 단일클론 항체입니다. 인간 샘플에 적합합니다. 면역원: 인간 IL-5의 아미노산 20-134. 면역학 및 사이토카인 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 IL-5 mAb
비고/별칭	EDF, IL-5, TRF, 인터루킨-5
종	인간(Human)
유전자 ID	3567
면역원	재조합 단백질 (인간 IL-5 (NP_000870.1)의 아미노산 20-134에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC (intra)
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P05113
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스 백(Ice bag)