

Pe Rabbit Anti-Human IL18R1/IL-18 R Alpha 단일클론항체 For Fc - Q13478

품목 번호: CM0005048



소개

PE로 표지된 인간 IL18R1 (IL-18R alpha, CD218a)에 대한 토끼 단일클론항체로, 유세포분석법에 대해 검증됨. 표적 분자량 62kDa; IL-18 매개 Th1 면역 반응에 관여.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Human IL18R1/IL-18 R alpha mAb
비고/별칭	CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ralpha; IL18Ralpha2; IL-18R-alpha
종	인간
GeneID (Human)	8809
면역원	인간 IL18R1/IL-18 R alpha (NP_003846.1)의 아미노산 22-329 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q13478
단백질 무게	62kDa
배송	아이스백