

Pe 토끼 항-인간 IL9 Mab - P15248

품목 번호: CM0008835



소개

인간 인터루킨-9(IL-9, P40/HP40)을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 세포 내 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 인간 T 세포 및 비만세포의 사이토카인 발현을 검출하는 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 IL9 mAb
비고/별칭	P40; HP40; IL-9
종	인간
GeneID (인간)	3578
GeneID	3578
면역원	재조합 단백질 인간 IL9(NP_000581.1)의 아미노산 19-144에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC (세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	P15248
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스팩