


Pe Rabbit Anti-Human Ilt5/Cd85A 단일클론항체 - 유세포 분석용 - O75022

품목 번호: CM0009949



소개

인간 ILT5/CD85a (LILRB3)를 표적으로 하는 PE-접합 토끼 단일클론항체로 유세포 분석에 사용됩니다. 인간 교차반응성 검증 완료; 약 69/71 kDa 단백질 검출.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Human ILT5/CD85a mAb
비고/별칭	HL9; ILT5; LIR3; PIRB; CD85A; ILT-5; LIR-3; PIR-B; LILRA6
종	인간
유전자 ID (인간)	11025
유전자 ID	11025
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	O75022
단백질 분자량	69kDa/71kDa
배송	아이스백