

Pe Rabbit Anti-Human Integrin Alpha 3/Cd49C 단일클론항체 - 유세포 분석용
- P26006

품목 번호: CM0005099

소개

PE로 표지된, 인간 Integrin alpha-3/CD49c를 표적으로 하는 토끼 단일클론항체로 유세포 분석에 사용됩니다. 세포-세포외기질 상호작용, 침습족 형성 및 미생물 감염 기전 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Human Integrin alpha 3/CD49c 단일클론항체
비고/별칭	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3
종	인간
유전자 ID (인간)	3675
유전자 ID	3675
면역원	재조합 단백질 인간 Integrin alpha 3/CD49c (NP_002195.1)의 아미노산 466-620에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용	유세포 분석
교차 반응성	인간
SWISS	P26006
단백질 분자량	117kDa
배송 조건	아이스백