


Fc용 Pe 토끼 항-인간 인테그린 B5/Itgb5 단일클론 항체 - P18084

품목 번호: CM0011440



소개

유세포 분석용 인간 인테그린 베타-5(ITGB5) 표적 PE 접합 토끼 단일클론 항체. RGD 의존성 피브로넥틴 수용체 및 아데노바이러스 수용체를 인식하며, 세포막에 위치합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 인테그린 β 5/ITGB5 mAb
비고/별칭	ITGB5; 인테그린 베타-5
종	인간
GeneID (인간)	3693
GeneID	3693
면역원	인간 인테그린 β 5/ITGB5의 아미노산 24-490 서열에 해당하는 재조합 단백질(NP_002204.2)
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P18084
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스팩