

Pe 토끼 항-인간 Kir2DL4/Cd158D 단일클론 항체 (유세포분석용) - Q99706

품목 번호: CM0004823



소개

인간 KIR2DL4 (CD158d)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석에 대해 검증되었습니다. NK 세포 효과 기능 및 모태-태아 면역 관용에 관여하는 킬러 세포 면역글로불린 유사 수용체를 인식합니다. 인간과 교차 반응합니다. - Q99706

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 KIR2DL4/CD158d mAb
비고/별칭	G9P; CD158D; KIR103; KIR-2DL4; KIR103AS; KIR-103AS
종	인간 (Human)
유전자 ID	3805
항원	인간 KIR2DL4/CD158d (NP_002246.5)의 아미노산 24-242를 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간 (Human)
SWISS	Q99706
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)