


Fc용 Pe 토끼 항-인간 Kir3DL1/Cd158E 단일클론 항체 - P43629

품목 번호: CM0011651



소개

인간 KIR3DL1/CD158e(SWISS: P43629)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다.

유세포분석(FC)용으로 검증되었으며, 억제성 NK 세포 수용체를 검출합니다. 종 반응성: 인간. 면역표현형 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 KIR3DL1/CD158e mAb
비고/별칭	KIR; NKB1; NKAT3; NKB1B; NKAT-3; CD158E1; KIR2DL5B; KIR3DL1/S1
종	인간
GeneID	3811
면역원	재조합 단백질 인간 KIR3DL1/CD158e(NP_037421.2)의 아미노산 22~340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P43629
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백