

유세포분석용 PE 토끼 항-인간 람다 경쇄 단일클론 항체 - P0Cg04

품목 번호: CM0008478



소개

인간 면역글로불린 람다 불변 영역 1 (IGLC1)을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포분석에 대해 검증되었으며, B세포 면역표현형 분석 및 면역글로불린 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 람다 경쇄 mAb
종(Species)	인간(Human)
면역원(Immunogen)	인간 람다 경쇄의 아미노산 1-106에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P0CG04
단백질 분자량	11kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)