


Pe 토끼 항-인간 Lamp1/Cd107A 단일클론 항체 (세포 내 유세포 분석용) - P11279

품목 번호: CM0010330



소개

세포 내 유세포 분석용으로 검증된 인간 LAMP1 (CD107a, LAMPA, LGP120)를 표적하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 리소좀 생성, 자가포식(autophagy) 및 NK 세포 세포독성에 관여하는 리소좀 막 당단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 LAMP1/CD107a mAb
비고/별칭	LAMPA; CD107a; LGP120
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3916
GeneID	3916
면역원(Immunogen)	인간 LAMP1/CD107a (NP_005552.3)의 아미노산 29-382에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (intra)
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P11279
단백질 분자량	38kDa/45kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)