


Pe Rabbit Anti-Human Lgr5 (Gpr49) 단일클론항체 - 유세포분석용 - O75473

품목 번호: CM0008654



소개

인간 LGR5(GPR49)를 표적하는 PE 접합 토끼 단일클론항체, 유세포분석용. C-말단 펩타이드에 대한 높은 특이성, 줄기세포 및 암 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Human LGR5 (GPR49) mAb
비고/별칭	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49
종	인간
GeneID (인간)	8549
GeneID	8549
면역원	인간 LGR5 (NP_003658.1)의 아미노산 480-580 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용	유세포분석(FC)
교차반응성	인간
SWISS	O75473
단백질 분자량	100kDa
배송	아이스백