


Pe Rabbit Anti-Human Lifr/Cd118 단일클론항체 For Fc - P42702

품목 번호: CM0004276



소개

PE로 표지된, 인간 LIFR/CD118을 표적하는 토끼 단일클론항체로 유세포분석용입니다. 면역학 및 줄기세포 연구에서 백혈병 억제 인자 수용체 신호전달 및 사이토카인 수용체 상호작용 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Human LIFR/CD118 mAb
비고/별칭	SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R
종	인간
GeneID (Human)	3977
GeneID	3977
면역원	재조합 단백질 / 인간 LIFR/CD118 (NP_002301.1)의 아미노산 45-833 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
적용	FC
교차반응성	인간
SWISS	P42702
단백질 분자량	124kDa
배송	아이스백