


Pe 토끼 항인간 Mglur2 단클론 항체 (Fc용) - Q14416

품목 번호: CM0012245



소개

인간 mGluR2(대사성 글루타메이트 수용체 2)에 대한 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 검증되었습니다. 신경과학, 시냅스 전달 및 바이러스 침입 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 mGluR2 mAb
비고/별칭	GLUR2; mGlu2; GPRC1B; MGLUR2
반응 종	인간
유전자ID (인간)	2912
유전자ID	2912
면역원	인간 mGluR2(NP_000830.2)의 아미노산 22-498번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q14416
단백질 분자량	96kDa
배송 방식	아이스백