

## Pe 토끼 항인간 Mica/Micb 단클론 항체 (Fc용) - Q29983 / Q29980

품목 번호: CM0005309



### 소개

유세포분석용 인간 MICA/MICB를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 면역 감시 및 종양 면역학에서 중요한 스트레스 유도 NKG2D 리간드와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | PE 토끼 항인간 MICA/MICB 단클론 항체                                            |
| 비고/별칭       | MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB                                       |
| 반응 종        | 인간                                                                    |
| GeneID (인간) | 100507436/4277                                                        |
| GeneID      | 100507436/4277                                                        |
| 면역원         | 재조합 단백질   인간 MICB (NP_005922.2)의 아미노산 23-298번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질입니다. |
| 기원          | 토끼                                                                    |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                                |
| 적용 분야       | FC (유세포분석)                                                            |
| 교차 반응성      | 인간                                                                    |
| SWISS       | Q29983/Q29980                                                         |
| 단백질 분자량     | 4kDa/31kDa/37kDa/43kDa                                                |
| 배송          | 아이스백                                                                  |