

유세포 분석용 PE 토끼 항-인간 Mrc2 단일클론 항체 - Q9Ubg0

품목 번호: CM0009245



소개

유세포 분석을 위해 인간 MRC2(CD280, ENDO180)를 표적으로 하는 PE 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 세포 샘플에서 콜라겐 리모델링, 세포 내 섭취 및 암 진행을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 MRC2 mAb
비고/별칭	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180
종	인간
유전자 ID (인간)	9902
유전자 ID	9902
면역원	재조합 단백질 인간 MRC2(NP_006030.2)의 35-513 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UBG0
단백질 무게	167kDa
배송	아이스팩