

유세포 분석용 Pe 토끼 항-인간 Nectin-1/Cd111 단일클론 항체 - Q15223

품목 번호: CM0009417



소개

인간 Nectin-1/CD111 (Q15223)에 대한 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석에 적합합니다. 세포 접착, 신경 발달 및 헤르페스바이러스 침입 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 Nectin-1/CD111 mAb
비고/별칭	ED4; PRR; HIGR; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPEDI; nectin-1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	5818
유전자 ID	5818
면역원	인간 Nectin-1/CD111 (NP_002846.3)의 아미노산 1-334에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q15223
단백질 분자량	57kDa/51kDa/39kDa
배송	아이스백