

유세포 분석용 Pe Rabbit Anti-Human Ng2 단클론항체 - Q6Uvk1

품목 번호: CM0008028



소개

유세포 분석용 인간 NG2(CSPG4)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론항체입니다. 세포 이동 및 혈관신생에 관여하는 세포 표면 수용체인 콘드로이틴 설페이트 프로테오글리칸 4를 인식합니다. 흑색종 및 종양 미세환경 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Human NG2 단클론항체
비고/별칭	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
종	인간
GeneID (인간)	1464
GeneID	1464
면역원	인간 NG2 (NP_001888.2)의 아미노산 1583-2224에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단클론항체
응용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	Q6UVK1
단백질 분자량	251kDa
배송	아이스백