

Pe Rabbit Anti-Human Nt5E/Cd73 단일클론 항체 (유세포 분석용) - P21589

품목 번호: CM0007730



소개

PE로 표지된, 인간 NT5E/CD73를 표적하는 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석법에서 검증되었습니다. 뉴클레오타이드 대사 및 면역억제에 관여하는 GPI-고정 효소인 ecto-5'-뉴클레오티다아제를 인식합니다. 면역학 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Human NT5E/CD73 mAb
비고/별칭	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA
종	인간
유전자 ID (인간)	4907
유전자 ID	4907
면역원	인간 NT5E/CD73 (NP_002517.1)의 아미노산 27-547에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P21589
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스백