

Pe Rabbit Anti-Human Pd-L1/Cd274 단일클론항체 For Fc - Q9Nzq7

품목 번호: CM0010810



소개

인간 PD-L1/CD274 (B7-H1, PDL1)에 대한 PE 접합 토끼 단일클론항체. 유세포 분석(FC)에 적합합니다. 면역관용, 체크포인트 차단, 암 면역치료 연구를 위한 핵심 도구입니다. 33kDa 단백질을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Human PD-L1/CD274 mAb
비고/별칭	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
종	인간
GeneID (Human)	29126
GeneID	29126
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NZQ7
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백