


Pe Rabbit Anti-Human Phospho-Histone H2Ax-S139 단일클론항체 (유세포분석용) - P16104

품목 번호: CM0001699



소개

인간 Histone H2AX의 phospho-S139를 표적하는 PE 접합 토끼 단일클론항체로, 세포내 유세포분석에 대해 검증됨. DNA 손상 및 세포 주기 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Human Phospho-Histone H2AX-S139 mAb
비고/별칭	H2A.X; H2A/X; H2AFX
종	인간
GeneID (Human)	3014
GeneID	3014
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P16104
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백