

Pe Rabbit Anti-Human Plzf 단일클론항체, Fc (세포내) 용 - Q05516

품목 번호: CM0009959



소개

PE가 접합된 인간 PLZF (ZBTB16) 표적 세포내 유세포분석용 토끼 단일클론항체. 인간 샘플에서 검증됨, 74kDa, 조혈 및 전사 조절 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Human PLZF mAb
비고/별칭	PLZF; ZNF145
종	인간
GeneID (Human)	7704
GeneID	7704
면역원	제조합 단백질 (인간 PLZF (NP_005997.2)의 아미노산 6-137에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질)
원천	토끼
분류	단일클론항체
적용	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	Q05516
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스백