

## Pe Rabbit Anti-Human Podoplanin 단클론항체 (유세포 분석용) - Q86YL7

품목 번호: CM0010123



### 소개

PE로 표지된 토끼 유래 인간 포도플라닌(PDPN) 표적 단클론항체로, 유세포 분석법에 대해 검증됨. 세포 이동, 부착 및 상피-간엽 이행 연구에 유용함. SWISS: Q86YL7.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명     | PE Rabbit anti-Human Podoplanin mAb                                          |
| 비고/별칭   | T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T1A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26 |
| 종 특이성   | 인간                                                                           |
| GeneID  | 10630                                                                        |
| 면역원     | 인간 포도플라닌(NP_006465.4)의 아미노산 21-123에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질                 |
| 항체 유래   | 토끼                                                                           |
| 범주      | 단클론항체                                                                        |
| 적용 분야   | 유세포 분석(FC)                                                                   |
| 교차 반응성  | 인간                                                                           |
| SWISS   | Q86YL7                                                                       |
| 단백질 분자량 | 17kDa                                                                        |
| 배송 조건   | 아이스백                                                                         |