


Fc용 Pe 토끼 항-인간 Pth1R 단일클론 항체 - Q03431

품목 번호: CM0012153



소개

유세포 분석을 위해 인간 PTH1R(부갑상선 호르몬 1 수용체)을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 세포외 도메인(아미노산 27-188)을 인식합니다. 인간 PTH1R과 반응합니다. 약 66 kDa. 연구용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 PTH1R mAb
비고/별칭	PFE, EKNS, PTHR, PTHR1
종	인간
GeneID	5745
면역원	재조합 단백질, 인간 PTH1R의 아미노산 27-188에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질(NP_000307.1)
항체 생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q03431
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스팩