


Pe Rabbit Anti-Human Rankl/Cd254 단클론항체, 유세포분석용(세포내) - O14788

품목 번호: CM0012196



소개

인간 RANKL/CD254(TNFSF11)를 표적하는 PE 접합 토끼 단클론항체로 세포내 유세포분석에 사용됩니다. 파골세포 분화, 뼈 재형성, 그리고 수지상세포/T-세포 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 anti-인간 RANKL/CD254 단클론항체
비고/별칭	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2
종	인간
유전자 ID	8600
면역원	인간 RANKL/CD254 (NP_003692.1)의 아미노산 136-317에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단클론항체
응용	유세포분석 (세포내)
교차반응성	인간
SWISS	O14788
단백질 분자량	27kDa/30kDa/35kDa
배송	아이스백