

Pe 토끼 항인간 Siglec-7/Cd328 단클론 항체 (Fc용) - Q9Y286

품목 번호: CM0006162



소개

인간 Siglec-7(CD328/AIRM1/p75)에 대한 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석법(FC)에 특별히 설계되었습니다. 아미노산 18-144번 부위를 포함하는 재조합 면역원을 사용했습니다. 자연살해세포 및 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 Siglec-7/CD328 단클론 항체
비고/별칭	p75; QA79; AIRM1; CD328; AIRM-1; CDw328; D-siglec; SIGLEC-7; SIGLECP2; SIGLEC19P; p75/AIRM1
반응 종	인간
유전자ID (인간)	27036
유전자ID	27036
면역원	재조합 단백질 인간 Siglec-7/CD328 (NP_055200.1)의 아미노산 18-144번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y286
단백질 분자량	51kDa
배송 방식	아이스팩