


## Pe Rabbit Anti-Human Siglec-8 단일클론 항체 For Fc - Q9Nyz4

품목 번호: CM0006216



### 소개

PE로 표지된 토끼 유래 인간 Siglec-8 표적 단일클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 적용 가능성이 검증되었습니다. 여러 아이소형(44/46/54 kDa)을 검출하며, 인간 샘플에서 호산구, 호염기구, 비만세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터           | 값                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명            | PE Rabbit anti-Human Siglec-8 mAb                                |
| 비고/별칭          | SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L                                         |
| 종              | 인간                                                               |
| GeneID (Human) | 27181                                                            |
| 면역원            | 인간 Siglec-8 (NP_055257.2)의 아미노산 17-363에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천             | 토끼                                                               |
| 카테고리           | 단일클론 항체                                                          |
| 적용 분야          | FC                                                               |
| 교차 반응성         | 인간                                                               |
| SWISS          | Q9NYZ4                                                           |
| 단백질 분자량        | 44kDa/46kDa/54kDa                                                |
| 배송             | 아이스백                                                             |