


유세포분석용 PE 토끼 항-인간 Stat1 단일클론 항체 - P42224

품목 번호: CM0012164



소개

인간 STAT1을 표적하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 세포 내 유세포분석(Intracellular Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. 인터페론 신호 전달, 항바이러스 방어 및 STAT1 전사 인자 연구에 이상적입니다. 연구용 IVD 원료입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 STAT1 mAb
비고/별칭	CANF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	6772
GeneID	6772
항원(Immunogen)	인간 STAT1 (NP_009330.1)의 아미노산 650-750에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (intra)
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P42224
단백질 분자량	83 kDa/87 kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)