

세포 내 유세포 분석용 Pe 표식 토끼 항-인간 Stat3 단일클론 항체 - P40763

품목 번호: CM0010525



소개

세포 내 유세포 분석(FC)용 PE-접합 토끼 항-인간 STAT3 단일클론 항체. IL-6 및 JAK/STAT 경로에서 88 kDa 전사 활성제인 STAT3/APRF를 표적; 인간과 교차 반응. 연구용 전용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 STAT3 mAb
비고/별칭	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1
종	인간
GeneID (인간)	6774
GeneID	6774
면역원	인간 STAT3 (NP_003141.2)의 아미노산 611-710 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용	FC (세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	P40763
단백질 분자량	88 kDa
배송	아이스백