


유세포측정용 PE 토끼 항인간 Tie-2/Cd202B 단클론 항체 - Q02763

품목 번호: CM0008773



소개

PE 접합 토끼 항인간 Tie-2/CD202b 단클론 항체는 인간 샘플에서 Tie-2 수용체(UniProt Q02763)를 유세포측정(FC)으로 검출하기 위해 특별히 검증되었습니다. 혈관신생 및 혈관 생물학 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 Tie-2/CD202b mAb
비고/별칭	TIE2; VMCM; GLC3E; TIE-2; VMCM1; CD202B
종	인간
유전자 ID	7010
면역원	인간 Tie-2/CD202b (NP_000450.3)의 아미노산 23-745에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q02763
단백질 분자량	126kDa
배송 방식	아이스팩