


유세포 측정법용 Pe 토끼 항인간 Tigit 단클론 항체 - Q495A1

품목 번호: CM0008222



소개

인간 TIGIT(VSIG9, VSTM3)에 대한 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 측정법에서 검증되었습니다. T 세포 및 NK 세포의 억제성 면역수용체를 표적으로 합니다. UniProt Q495A1.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 TIGIT 단클론 항체
비고/별칭	VSIG9; VSTM3; WUCAM
종	인간
유전자ID (인간)	201633
유전자ID	201633
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포 측정법)
교차 반응성	인간
SWISS	Q495A1
단백질 분자량	18kDa/26kDa
배송	아이스 팩