

Fc용 Pe 토끼 항-인간 Tim-3/Havcr2 단일클론 항체 - Q8Tdq0

품목 번호: CM0008423



소개

인간 TIM-3/HAVCR2에 대한 토끼 유래 PE 접합 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 재조합 면역원(아미노산 22-200)을 사용했습니다. 면역 체크포인트 및 T세포 탈진 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 TIM-3/HAVCR2 mAb
비고/별칭	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
종	인간
유전자 ID (인간)	84868
유전자 ID	84868
면역원	인간 TIM-3/HAVCR2의 아미노산 22-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_116171.3)
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q8TDQ0
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩