


Pe Rabbit Anti-Human Tlr1 단일클론 항체 For Fc - Q15399

품목 번호: CM0011297



소개

인간 Toll 유사 수용체 1(TLR1/CD281)을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(FC) 응용을 위해 설계되었습니다. 이 연구 도구를 사용하여 박테리아 지질펩타이드에 대한 TLR1 매개 선천성 면역 반응을 연구하세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Human TLR1 mAb
비고/별칭	TIL; CD281; rsc786; TIL. LPRS5
종	인간
GeneID (Human)	7096
GeneID	7096
면역원	인간 TLR1 (NP_003254.2)의 아미노산 325-424에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q15399
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스백