

유세포 분석(세포 내)용 PE 토끼 항-인간 Tlr3 단일클론 항체 - O15455

품목 번호: CM0008254



소개

인간 TLR3(CD283)을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 세포 내 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 선천면역 및 바이러스 감염 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 TLR3 단일클론 항체
비고/별칭	CD283; IIAE2; IMD83
종	인간
유전자 ID(인간)	7098
유전자 ID	7098
면역원	인간 TLR3(NP_003256.1)의 아미노산 24-339 구간에 해당하는 재조합 단백질
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC(세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	O15455
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스팩